

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Elspbp1 Para Wb, Elisa - Q96Bh3

Número do item: CM0020156

introdução

Anticorpo policlonal de coelho produzido contra a proteína humana ELSPBP1. Validado para aplicações em Western blot e ELISA. Auxilia pesquisas sobre capacitação espermática, fertilização e biologia reprodutiva.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ELSPBP1 pAb de Coelho
Observações / Sinônimos	E12, HE12, EL149, EDDM12, ELSPBP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	64100
GeneID	64100
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-223 da ELSPBP1 humana (NP_071425.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96BH3
Peso Proteico	26kDa
Envio	Saco de gelo