


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Emc1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N766

Número do item: CM0015244



introdução

A CamelBio fornece anticorpo policlonal de coelho anti-EMC1 validado para WB, IHC-P, ELISA em amostras humanas. Tem como alvo a subunidade 1 do complexo de proteínas da membrana do RE, ideal para pesquisa IVD e desenvolvimento de ensaios de diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EMC1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CAVIPMR; KIAA0090; EMC1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23065
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 885-965 do EMC1 humano (NP_055862.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8N766
Peso Proteico	112kDa
Envio	Saco de Gelo