

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Emc4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q5J8M3

Número do item: CM0003830



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a subunidade 4 do complexo de proteínas da membrana do retículo endoplasmático humano (EMC4, também PIG17/TMEM85). Validado para Western blot, IHC-P e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Exclusivamente para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EMC4 Rabbit mAb
Observações/Apelido	PIG17; TMEM85; EMC4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51234
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 do EMC4 humano (NP_057538.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q5J8M3
Peso da Proteína	15kDa/16kDa/20kDa
Envio	Saco com gelo