

Anticorpo Policlonal Anti-Emc8 Para Wb, Elisa - O43402

Número do item: CM0013082



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-EMC8 validado para Western blotting e ELISA, com reação cruzada com amostras humanas e de camundongo. Parte do complexo EMC, essencial para a inserção de proteínas de membrana; adequado para pesquisas sobre o retículo endoplasmático e o tráfego de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	EMC8 Rabbit pAb
Observações/Alcunhas	NOC4; COX4NB; C16orf2; C16orf4; FAM158B; EMC8
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	10328
ID do Gene	10328
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-210 da EMC8 humana (NP_006058.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	O43402
Peso da Proteína	24 kDa
Envio	Bolsa de gelo