

Anticorpo Policlonal Anti-Eme1 Para Wb E Elisa - Q96Ay2

Número do item: CM0030694



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra EME1, adequado para Western blot e ELISA. Detecta EME1 humano (63 kDa) e apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Útil para estudar reparo de DNA e estabilidade genômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EME1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MMS4L; SLX2A; EME1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	146956
GeneID	146956
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-320 do EME1 humano (NP_689676.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q96AY2
Peso da Proteína	63kDa
Envio	Saco de gelo