


Anticorpo Monoclonal Anti-Emerin/Emd Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50402

Número do item: CM0009963



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Emerin/EMD humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de envelope nuclear, cromatina e distrofia muscular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Emerin/EMD Rabbit mAb
Observações/Apelidos	STA; EDM5; LEMD5; Emerin/EMD
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2010
ID do Gene	2010
Imunógeno	Peptídeo Sintético (Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 150-254 da Emerin/EMD humana (P50402))
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P50402
Peso da Proteína	29 kDa
Envio	Saco de gelo