


Anticorpo Policlonais Anti-Emerin/Emd Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50402

Número do item: CM0017146



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Emerin/EMD humana (SWISS P50402), aplicável para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA; detecta Emerin humana e de camundongo; ideal para estudos de envelope nuclear e distrofia muscular de Emery-Dreifuss.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Emerin/EMD Rabbit pAb
Observações/Alias	STA; EDMD; LEMD5; Emerin/EMD
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	2010
GeneID	2010
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 da Emerin/Emerin/EMD humana (NP_000108.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	P50402
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Bolsa de gelo