


Anticorpo Policlonal Anti-Emerina/Emd Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50402

Número do item: CM0016561



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra a Emerina humana (EMD). Validado em WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo. Ideal para pesquisas sobre o envelope nuclear e a distrofia muscular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Emerina/EMD pAb de Coelho
Observações/Apelidos	STA; EDMD; LEMD5; Emerina/EMD
Espécie	Humana
GeneID	2010
Imunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 da Emerina/EMD humana (NP_000108.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	P50402
Peso da Proteína	29 kDa
Transporte	Bolsa de gelo