

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Eml2 Para Wb E Elisa - 095834

Número do item: CM0016281



introdução

Anticorpo policlonar Anti-EML2 (coelho) para aplicações WB e ELISA. Reconhece EML2 humano e apresenta reatividade cruzada com camundongo. Tem como alvo uma proteína associada a microtúbulos envolvida na regulação do citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EML2 Rabbit pAb
Observações/Alias	ELP70; EMAP2; EMAP-2; EML2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	24139
GeneID	24139
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 150-415 do EML2 humano (NP_036287.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	095834
Peso da Proteína	71kDa
Transporte	Bolsa de gelo