

Anticorpo Policlonal Anti-Eml3 Para Wb, Elisa - Q32P44

Número do item: CM0024380

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao EML3 humano. Adequado para Western Blot e ELISA. Útil para estudar a montagem do fuso mitótico, o alinhamento cromossômico e a nucleação de microtúbulos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EML3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ELP95; EMAP3; EMAP95; EML3
Espécie	Humano
GeneID	256364
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 300-530 do EML3 humano (NP_694997.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q32P44
Peso Proteico	95kDa
Envio	Saco de gelo