

Anti-Eml4 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Hc35

Número do item: CM0024528



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra EML4, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com EML4 humano, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisa sobre dinâmica de microtúbulos, mitose e biologia do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EML4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	C2orf2; ELP120; EMAP-4; EMAPL4; ROPP120; EML4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	27436
GeneID	27436
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 360-560 do EML4 humano (NP_061936.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9HC35
Peso da Proteína	109kDa
Envio	Saco com gelo