

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Emr1 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q14246

Número do item: CM0015967

introdução

O EMR1 Rabbit pAb (Q14246) da CamelBio é um anticorpo policlonal para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA em humanos, camundongos e ratos. Tem como alvo o receptor GPCR de adesão E1, envolvido nas interações de células imunes e na função dos eosinófilos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EMR1 Rabbit pAb
Observações/Alias	EMR1; TM7LN3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2015
GeneID	2015
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 477-596 da EMR1 humana (NP_001965.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14246
Peso Molecular	98kDa
Envio	Bolsa de gelo