


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Emr2 Para Wb E Elisa - Q9Uhx3

Número do item: CM0015567



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o EMR2 humano (ADGRE2, CD312), validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Útil para estudos sobre adesão celular, quimiotaxia e desgranulação de mastócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EMR2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	VBU; CD97; EMR2; CD312
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	30817
ID do Gene	30817
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 300-500 do EMR2 humano (NP_038475.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UHX3
Peso da Proteína	90kDa
Envio	Saco de gelo