

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Emsy/C11Orf30 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q7Z589

Número do item: CM0030014



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra EMSY (C11orf30), um repressor transcricional que interage com BRCA2, envolvido no reparo de DNA e remodelação da cromatina. Validado para WB, IF/ICC, ELISA em humanos e camundongos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho C11orf30
Observações/Apêndice	GL002; C11orf30
Espécie	Humano
ID do Gene	56946
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1153-1322 do C11orf30 humano (NP_064578.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q7Z589
Peso Proteico	141kDa
Remessa	Bolsa de Gelo