

Anticorpo Policlonal Anti-Emx1 Para Wb E Elisa - Q04741

Número do item: CM0024508

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra EMX1 humano, adequado para WB e ELISA. Detecta uma proteína de 31 kDa no córtex cerebral humano; reage cruzadamente com camundongo. Apoia pesquisas em neurociência do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EMX1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	EMX1
Espécie	Humano
GeneID	2016
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 70-190 do EMX1 humano (NP_004088.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q04741
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Saco com gelo