

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-En2 Para Wb, Elisa - P19622

Número do item: CM0022891

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra EN2 humano, validado para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos sobre a proteína homeobox engrailed-2 no desenvolvimento e na pesquisa de transtornos do espectro autista.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	EN2 pAb de coelho
Observações/Apelido	EN2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2020
GeneID	2020
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência localizada entre os aminoácidos 250-333 do EN2 humano (NP_001418.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P19622
Peso da proteína	34 kDa
Transporte	Bolsa de gelo