

Anticorpo Policlonal Anti-Enah Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8N8S7

Número do item: CM0021336



introdução

O pAb de Coelho ENAH é um anticorpo policlonal validado para WB, IF/ICC e ELISA, direcionado ao ENAH humano (também conhecido como MENA). Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre remodelação do citoesqueleto e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ENAH Rabbit pAb
Observações/Apelido	ENA, MENA, NDPP1, ENAH
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55740
GeneID	55740
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 412-591 do ENAH humano (NP_001008493.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N8S7
Peso Proteico	67kDa
Envio	Saco de gelo