

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Endo G Para Wb, Elisa - Q14249

Número do item: CM0008855

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado à Endonuclease G mitocondrial humana (ENDOG). Validado para Western blot e ELISA. Detecta Endo G humano, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisa em apoptose e DNA mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Endo G Rabbit mAb
Observações/Apelidos	ENDOG; endonuclease G; Endo G
Espécie	Humana
ID do Gene	2021 (humano)
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 198-297 da Endo G humana (Q14249)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpo Monoclonal
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14249
Peso da Proteína	33kDa
Transporte	Bolsa de gelo