

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Endogl1/Engl Para Wb E Elisa - Q9Y2C4

Número do item: CM0002780



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o ENDOGL1/ENGL (EXOG) humano, uma nuclease mitocondrial. Ideal para aplicações de Western blot (WB) e ELISA. Adequado para investigar a manutenção do DNA mitocondrial e a apoptose. Reage cruzadamente com humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ENDOGL1/ENGL Rabbit mAb
Observações/Apelido	ENGL; ENGLA; ENGLB; ENGL-a; ENGL-b; ENDOGL1; ENDOGL2; ENDOGL1 / ENGL
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9941
Imunogénio	Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 269-368 do ENDOGL1 / ENGL humano (Q9Y2C4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y2C4
Peso Proteico	41kDa
Envio	Saco de gelo