

Anticorpo Policlonal Anti-Endomucina Para Wb, Elisa - Q9Ulc0

Número do item: CM0028016

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-endomucina validado para Western blot e ELISA. Reage com endomucina humana e de rato. Ideal para estudar a função de células endoteliais, biologia vascular e interações com a matriz extracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Endomucina pAb de Coelho
Observações/Alias	EMCN2; MUC14; Endomucina
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51705
ID do Gene	51705
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-135 da Endomucina humana (NP_057326.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9ULC0
Peso Proteico	27kDa
Envio	Em saco de gelo