

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Endonuclease G (Endo G) Para Wb, Elisa - Q14249

Número do item: CM0016515

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Endonuclease G (Endo G) humana validado para WB e ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Útil para estudar a função da endonuclease mitocondrial no reparo de DNA, autofagia e respostas ao estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Endo G Rabbit pAb
Observações/Apelido	ENDOG; Endo G
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2021
GeneID	2021
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 49-297 da Endo G humana (NP_004426.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14249
Peso Proteico	33kDa
Envio	Saco de gelo