


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Endotelina 1 (Et1, Ppet1) Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P05305

Número do item: CM0015619



introdução

A CamelBio oferece anticorpo policlonal de coelho anti-Endotelina 1 (ET1, PPET1), validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas cardiovasculares e placentárias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti-Endotelina 1
Observações/Apelidos	ET1; QME; PPET1; ARCND3; HDLCQ7; Endotelina 1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	1906
GeneID	1906
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-212 da Endotelina 1 humana (NP_001946.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P05305
Peso da Proteína	24 kDa
Envio	Embalagem com gelo