

Anticorpo Monoclonal Anti-Engrailed 1 Para Wb - Q05925

Número do item: CM0002939

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-Engrailed 1 validado para aplicações de WB e ELISA. Reconhece o Engrailed 1 humano, de camundongo e de rato. Adequado para estudos sobre desenvolvimento de membros e padrão dorsoventral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Engrailed 1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	ENDOVESLB; Engrailed 1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2019
GeneID	2019
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 293-392 do Engrailed 1 humano (Q05925).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Camundongo, Rato	
SWISS	Q05925
Peso Proteico	40kDa
Envio	Saco com gelo