

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Eno1 Para Wb, Elisa - P06733

Número do item: CM0002911



introdução

O ENO1 Rabbit mAb (P06733) detecta a alfa-enolase em amostras humanas, de rato e de camundongo. Validado para Western blot e ELISA, direcionando-se a uma proteína de 47 kDa. Adequado para estudos de glicólise, câncer e fibrinólise.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ENO1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	NNE; PPH; MPB1; ENO1L1; ENO1-IT1; HEL-S-17; ENO1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	2023
ID do Gene	2023
Imunógeno	Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da ENO1 humana (P06733)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P06733
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Saco de gelo