

Anti-Eno1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P06733

Número do item: CM0022133



introdução

Valide a expressão de ENO1 em amostras humanas, de camundongo e de rato com este anticorpo policlonal de coelho. Adequado para western blot, imunofluorescência, imunoprecipitação e ELISA; o imunógeno recombinante garante especificidade para estudos de glicólise e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ENO1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	NNE; PPH; MPB1; ENO1L1; ENO1-IT1; HEL-S-17; ENO1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2023
ID do Gene	2023
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-434 do ENO1 humano (NP_001419.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P06733
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Saco com gelo