

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Eno2 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P09104

Número do item: CM0017488



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ENO2 humano (NSE), validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas em neurociência e metabolismo.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | ENO2 pAb de Coelho                                                                                                        |
| Observações/Apelido | NSE; HEL-S-279; ENO2                                                                                                      |
| Espécie             | Humano                                                                                                                    |
| GeneID (Humano)     | 2026                                                                                                                      |
| GeneID              | 2026                                                                                                                      |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 195-434 do ENO2 humano (NP_001966.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                    |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                     |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                  |
| SWISS               | P09104                                                                                                                    |
| Peso da Proteína    | 47kDa                                                                                                                     |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                              |