


Anti-Eno3 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - P13929

Número do item: CM0004482



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra ENO3 humano (Beta-enolase, MSE), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisa de metabolismo muscular e doença de armazenamento de glicogênio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ENO3 mAb de Coelho
Observações/Apelido	MSE; GSD13
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2027
GeneID	2027
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do ENO3 humano (NP_001967.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P13929
Peso da Proteína	42kDa/44kDa/47kDa
Envio	Saco com gelo