


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Eno3 Para Wb E Elisa - P13929

Número do item: CM0031014



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ENO3 humano, validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com beta-enolase humana, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa em glicólise e desenvolvimento muscular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ENO3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MSE; GSD13; ENO3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2027
GeneID	2027
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-190 do ENO3 humano (NP_001967.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P13929
Peso Proteico	47kDa
Envio	Saco de Gelo