


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Eno3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P13929

Número do item: CM0020225



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ENO3 humano (beta-enolase, enolase específica do músculo). Validado para WB, IF/ICC e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para o estudo da glicólise, do desenvolvimento muscular e da doença de armazenamento de glicogênio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	ENO3 Rabbit pAb
Observações/alias	MSE; GSD13; ENO3
Espécie	Humana
GeneID (humano)	2027
GeneID	2027
Imunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-190 da ENO3 humana (NP_001967.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P13929
Peso da proteína	47 kDa
Envio	Bolsa de gelo