

Anticorpo Monoclonal Anti-Enos Para Wb, Ihc-P, Elisa - P29474

Número do item: CM0003456



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para eNOS humano (NOS3), validado para aplicações em WB, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Tem como alvo a óxido nítrico sintase endotelial, uma enzima chave na biologia vascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho anti-eNOS
Observações/Apelido	eNOS; ECNOS
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4846
GeneID	4846
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1035-1110 da eNOS humana (NP_000594.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P29474
Peso Molecular da Proteína	133 kDa
Transporte	Saco de gelo