

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Enox2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16206

Número do item: CM0026323

introdução

Anticorpo policlonal de coelho ENOX2 para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com ENOX2 (APK1, tNOX) humano, de camundongo e rato, uma oxidase de membrana celular associada a tumores. Ideal para pesquisa oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ENOX2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	APK1, tNOX, COVA1, ENOX2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10495
ID do Gene	10495
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 411-610 do ENOX2 humano (NP_872114.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16206
Peso da Proteína	70kDa
Envio	Saco com gelo