

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Enpp1 Para Wb, If/Icc, Elisa - G3X9S2

Número do item: CM0021454

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Enpp1 de camundongo (membro 1 da família de pirofosfatases/phosphodiesterases de ectonucleotídeos), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com espécies humana e rato. Acesso UniProt G3X9S2.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Enpp1 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	Pca, ttw, twy, M6S1, NPP1, Npps, PC-1, Ly-41, Pca-1, Pdnp1, CD203c, E-NPP1, E-NPP 1, 4833416E15Rik, Enpp1
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	5167
GeneID (Camundongo)	18605
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 580-730 de Enpp1 de camundongo (NP_032839.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	G3X9S2
Peso da Proteína	103kDa
Transporte	Bolsa de gelo