


Anticorpo Policlonais Anti-Enpp3 Para Wb, Elisa - O14638

Número do item: CM0018525



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ENPP3 validado para WB e ELISA. Alvo: ectonucleotídeo pirofosfatase/fosfodiesterase 3 (CD203c), envolvido no metabolismo de nucleotídeos e regulação imunológica. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ENPP3 Rabbit pAb
Observações/Alias	B10; NPP3; PDNP3; CD203c; PD-IBETA; ENPP3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5169
GeneID	5169
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 646-875 da ENPP3 humana (NP_005012.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14638
Peso da Proteína	100kDa
Envio	Bolsa de gelo