


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Enpp3/Cd203C Para Wb, If/Icc, Fc, Elisa - O14638

Número do item: CM0007352



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-ENPP3/CD203c validado para WB, IF/ICC, FC, ELISA. Tem como alvo a ectonucleotídeo pirofosfatase/fosfodiesterase 3 humana, um regulador chave do metabolismo de nucleotídeos extracelulares e da imunidade inata. Ideal para pesquisas de imunologia e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ENPP3/CD203c mAb de Coelho
Observações/Apelido	B10; NPP3; PDNP3; CD203c; PD-IBETA; ENPP3/CD203c
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5169
ID do Gene	5169
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 551-875 do ENPP3/CD203c humano (NP_005012.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O14638
Peso da Proteína	100kDa
Envio	Saco com gelo