

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Enpp5 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uja9

Número do item: CM0009477



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao ENPP5 humano, adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Suporta pesquisas em comunicação neuronal e função de ectonucleotidase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ENPP5 Anticorpo Monoclonal de Coelho (mAb)
Observações/Apelido	NPP5; NPP-5; ENPP5
Espécie	Humano
GeneID (humano)	59084
GeneID	59084
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 378-477 do ENPP5 humano (Q9UJA9).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UJA9
Peso Proteico	55kDa
Envio	Saco de gelo