

Anticorpo Policlonal Anti-Ensa/Arpp-19E Para Wb E Elisa - O43768

Número do item: CM0017266

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra alfa-endosulfina humana (ENSA/ARPP-19e), adequado para WB e ELISA, detecta proteína de camundongo. Ideal para estudar a inibição da PP2A durante a mitose e vias de secreção de insulina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ENSA pAb de Coelho
Observações/Apelido	ARPP-19e; ENSA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2029
GeneID	2029
Imunogênio	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do ENSA humano (NP_996929.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	O43768
Peso da Proteína	13kDa
Envio	Saco com gelo