

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ent2/Slc29A2 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14542

Número do item: CM0002966

### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra ENT2/SLC29A2 humano (Q14542), adequado para IHC-P, IF/ICC e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para o estudo do transporte de nucleosídeos e da função do transportador equilibrativo de nucleosídeos.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | mAb de coelho anti-ENT2/SLC29A2                                                                                                         |
| Observações/Alias   | ENT2; DER12; HNP36; ENT2/SLC29A2                                                                                                        |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                  |
| GeneID (Humano)     | 3177                                                                                                                                    |
| GeneID              | 3177                                                                                                                                    |
| Imunógeno           | Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do ENT2/SLC29A2 humano (Q14542). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                  |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                  |
| Aplicação           | IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                    |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                                |
| SWISS               | Q14542                                                                                                                                  |
| Peso da Proteína    | 50kDa                                                                                                                                   |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                           |