

Anticorpo Policlonal Anti-Entpd1/Cd39 Para Wb, If, Ihc-P - P49961

Número do item: CM0026064

introdução

O pAb de Coelho ENTPD1/CD39 tem como alvo a ectonucleosídeo trifosfato difosfo-hidrolase 1, um regulador chave da sinalização purinérgica. Validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo, rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ENTPD1/CD39 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CD39; SPG64; ATPDase; NTPDase-1; ENTPD1/CD39
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	953
GeneID	953
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 do ENTPD1/CD39 humano (NP_001157655.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49961
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Saco de gelo