

Anticorpo Policlonal Anti-Entpd2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5L3

Número do item: CM0030302

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ENTPD2 humano (CD39L1/NTPDase-2) para WB, IF/ICC, ELISA. Tem como alvo a ectonucleotidase envolvida no metabolismo de nucleotídeos extracelulares; adequado para pesquisas sobre câncer, imunologia e doenças cardiovasculares. - Q9Y5L3

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ENTPD2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CD39L1; NTPDase-2; ENTPD2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	954
GeneID	954
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y5L3
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Saco de gelo