

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Entpd5 Para Wb, Elisa - 075356

Número do item: CM0002478

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra ENTPD5 humana (CD39L4/PCPH), adequado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar a função da ER UDPase no dobramento de glicoproteínas e controle de qualidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ENTPD5 Rabbit mAb
Observações/Alias	PCPH; CD39L4; NTPDase-5; ENTPD5
Espécie	Humana
GeneID	957
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 300-400 da ENTPD5 humana (075356).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	075356
Peso da Proteína	48kDa
Transporte	Bolsa de gelo