

Anticorpo Policlonais Anti-Entpd6 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 075354

Número do item: CM0023026

introdução

ENTPD6 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal desenvolvido contra a proteína ENTPD6 humana (aa 61-300). Validado para WB, IHC-P e ELISA, ele reconhece ENTPD6 de humano, camundongo e rato, uma nucleosido difosfatase da membrana do Golgi envolvida na hidrólise de nucleotídeos e glicosilação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ENTPD6 Rabbit pAb
Observações/Alias	CD39L2; IL6ST2; IL-6SAG; NTPDase-6; dj738P15.3; ENTPD6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	955
GeneID	955
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 61-300 da ENTPD6 humana (NP_001304870.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	075354
Peso da Proteína	53kDa
Transporte	Saco de gelo