


Anti-Envoplakin (Evpl) Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q92817

Número do item: CM0016927



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Envoplakin (EVPL) humano, validado para Western blotting e ELISA. Detecta EVPL humano, de camundongo e de rato, uma proteína do envelope córneo envolvida na diferenciação terminal dos queratinócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EVPL pAb Coelho
Observações/Apelido	EVPK; EVPL
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2125
GeneID	2125
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1784-2033 do EVPL humano (NP_001979.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92817
Peso da Proteína	232kDa
Envio	Saco com gelo