

Anticorpo Policlonal Anti-Eomes Para Wb, Elisa - 095936

Número do item: CM0018759

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o EOMES (TBR2) humano. Validado para WB e ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos em biologia do desenvolvimento, neurobiologia e regulação da resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EOMES pAb de Coelho
Observações/Apelido	TBR2; EOMES
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8320
GeneID	8320
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 463-686 do EOMES humano (NP_005433.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	095936
Peso Proteico	73kDa
Envio	Saco de gelo