

Anticorpo Policlonal Anti-Ep300 Para Ihc-P, Elisa - Q09472

Número do item: CM0020723



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a histona acetiltransferase p300 humana (EP300). Validado para IHC-P e ELISA, reage cruzadamente com camundongo e rato. Suporta pesquisas de biologia da cromatina e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EP300 Rabbit pAb
Observações/Apelido	p300; KAT3B; MKHK2; RSTS2; EP300
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2033
ID do Gene	2033
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 940-1030 do EP300 humano (NP_001420.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q09472
Peso da Proteína	264kDa
Envio	Saco de gelo