

Anticorpo Policlonal Anti-Ep300 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q09472

Número do item: CM0017427



introdução

Anticorpo EP300 policlonal de coelho validado para IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com EP300 humano, de rato e de camundongo. Adequado para estudos de remodelação da cromatina e coativação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EP300 Rabbit pAb
Observações/Apelido	p300; KAT3B; MKHK2; RSTS2; EP300
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2033
ID do Gene	2033
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 da EP300 humana (NP_001420.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q09472
Peso Proteico	264kDa
Envio	Em saco de gelo