


Anticorpo Policlonal Anti-Ep400 Para Wb, Elisa - Q96L91

Número do item: CM0014220



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao EP400 (p400) humano, componente de 343 kDa do complexo NuA4. Validado para aplicações em WB e ELISA. Ideal para pesquisa de remodelação da cromatina e regulação gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EP400 Rabbit pAb
Observações/Alias	P400; CAGH32; TNRC12; EP400
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57634
GeneID	57634
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96L91
Peso da Proteína	343kDa
Envio	Saco de gelo