


Anticorpo Policlonal Anti-Epac1/Rapgef3 Para Wb, Elisa - 095398

Número do item: CM0019966



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra Epac1/RAPGEF3 humano, um fator de troca de nucleotídeos de guanina Rap regulado por cAMP. Validado para WB e ELISA; apresenta reatividade cruzada com epítopos humanos e de camundongo. Peso molecular previsto: 104 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Epac1/RAPGEF3 pAb de coelho
Observações/Apelidos	EPAC; EPAC1; bcm910; HSU79275; CAMP-GEFI; Epac1/RAPGEF3
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	10411
ID do Gene	10411
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 da Epac1/Epac1/RAPGEF3 humana (NP_001092002.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	095398
Peso da Proteína	104 kDa
Envio	Bolsa de gelo