


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Epb41 Para Wb, Elisa - P11171

Número do item: CM0023596



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao EPB41 humano (4.1R, Banda 4.1), validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos do esqueleto de membrana e divisão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EPB41 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HE; EL1; 4.1R; EPB41
Espécie	Humano
ID do Gene	2035
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 210-500 do EPB41 humano (NP_001159478.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11171
Peso Proteico	97kDa
Envio	Saco de Gelo