


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Epb41 Para Wb, Ip, Elisa - P11171

Número do item: CM0021703



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra EPB41 humano (Proteína 4.1R) para Western blotting, imunoprecipitação e ELISA. Tem como alvo uma proteína do esqueleto da membrana eritrocitária de 97 kDa envolvida na estabilidade mecânica e na mitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EPB41 Rabbit pAb
Observações/Alias	HE; EL1; 4.1R
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2035
GeneID	2035
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 700-800 da EPB41 humana (NP_001159477.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P11171
Peso da Proteína	97kDa
Envio	Gelo reciclável (Ice bag)