

Anticorpo Policlonal Anti-Epb41L2 Para Wb, If/Icc, Elisa - O43491

Número do item: CM0029530

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o EPB41L2 humano (4.1G), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Adequado para o estudo do citoesqueleto, mitose e função do córtex celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EPB41L2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	4.1G; 4.1-G; EPB41L2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2037
GeneID	2037
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-210 do EPB41L2 humano (NP_001186317.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O43491
Peso da Proteína	113kDa
Envio	